



Eigenschappen

- 60 of 70 cm breed
- Comfortabele en brandvertragende bekleding
- Elektrische bediening hoog-/laag (49 - 89 cm), rugdeel (voorzien van papierrolhouder), Trendelenburg, kantelen zitvlak
- Elektrische bediening d.m.v. handset + voetpedaal
- Stoel verlengbaar tot bank d.m.v. uitschuifbaar plankje onder zitvlak, te voorzien van kussen opgeborgen achter rugdeel
- Uitschuifbare opvangbak RVS onder zitgedeelte
- Voorzien van beensteunen aangebracht op zijrails (tevens geschikt voor overige accessoires)
- Basis voorzien van kunststoffen kap, RAL 7035 (lichtgrijs)
- Goed verrijdbaar d.m.v. 4 wielen Ø 125 mm (dubbelrol), per wiel geremd
- Draagvermogen: 200 kg (dynamisch)
- Bekleding verkrijgbaar in diverse kleuren
- Opties:
 paar voetensteunen, paar armsteunen, infuuspaal voorzien van twee kunststof haken, houder voor colposcoop, wielen Ø 150 mm i.c.m. centraal remsysteem, flexibele LED-onderzoekslamp inclusief klem voor bevestiging op zijrail (25 x 10 cm), Accu