

Standaard uitvoering

- 3-delig ligvlak
- Ligvlak 70 cm breed, voorzien van 60 mm dik foam en brandwerende bekleding klasse M1
- Verstelling rugdeel d.m.v. gasveer, voorzien van papierrolhouder
- Elektrische verstelling middelste rugdeel, voorzien van papierrolhouder
- Elektrische hoog-/laagverstelling van 49 tot 89 cm
- Elektrische verstelling Trendelenburg en Anti-Trendelenburg
- Elektrische bediening d.m.v. handset
- Basis voorzien van kunststoffen kap, RAL 7035 (lichtgrijs)
- Goed verrijdbaar d.m.v. 4 wielen (dubbelrol), per wiel geremd
- Voorzien van hiel- of beensteunen en lade van rvs
- Hefvermogen 200 kg (dynamisch)
- Bekleding verkrijgbaar in diverse kleuren

Opties

80 cm breed ligvlak, hoezen t.b.v. beensteunen, elektrische bediening d.m.v. voetpedaal, wielen Ø 150 mm i.c.m. centraal remsysteem, infuusstandaard, colposcoophouder, DIN-rails 25 x 10 x 780 mm, accu.



Heeft u vragen, wenst u aanvullende informatie of wellicht een persoonlijk gesprek met uw Accountmanager, neem dan gerust even contact met ons op.

T. 073-6156307 - E. customerservice@novymed.com