

Standaard uitvoering

- 2-delig ligvlak
- Ligvlak 70 cm breed, voorzien van 80 mm dik foam en brandwerende bekleding klasse M1
- In lengte en hoek verstelbare hoofdsteun
- Elektrische verstelling rugdeel
- Elektrische verstelling hoog/laag van 49 tot 89 cm
- Elektrische verstelling Trendelenburg
- Elektrische bediening d.m.v. handset
- Basis voorzien van kunststoffen kap, RAL 7035 (lichtgrijs)
- Goed verrijdbaar d.m.v. 4 wielen (dubbelrol), per wiel geremd
- Hefvermogen 200 kg (dynamisch)
- Bekleding verkrijgbaar in diverse kleuren

Opties

80 cm breed ligvlak, elektrische bediening d.m.v. voetpedaal, wielen Ø 150 mm i.c.m. centraal remsysteem, infuusstandaard, DIN-rails 25 x 10 mm, accu.



Heeft u vragen, wenst u aanvullende informatie of wellicht een persoonlijk gesprek met uw Accountmanager, neem dan gerust even contact met ons op.

T. 073-6156307 - E. customerservice@novymed.com